

# Katalog

## Lichtsignalanlagen & Hörlösungen





# Ein beruhigendes Gefühl für Sie und Ihre Angehörigen

Für Menschen mit einer Hörminderung sind alltägliche Dinge, die andere für selbstverständlich halten, wie zum Beispiel das Hören der Türklingel, eine echte Herausforderung. Aber so muss es nicht sein. Heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, um Ihr Hören zu verbessern. Bellman & Symfon bietet Produkte an, die Ihnen Ereignisse zu Hause signalisieren und die Ihnen helfen, Gesprächen besser folgen zu können.

## Signalisierungssystem

Übersicht	3
Sender	5
Empfänger	7
Vibio & Zubehör	9
Wecker	11
Alarm Clock Modellvergleich	12

## Hörhilfen

Übersicht	13
Hörsystem und Hörverstärker	15
Produktvergleich	16
Zubehör	17



## Das Visit System Zuhause hören

Das Visit System hilft Menschen mit Hörverlust in ihrem Wohnraum Signale, wie z.B. Türklingel, Telefon oder Rauchmelder wahrzunehmen. Zu wissen, dass Sie benachrichtigt werden, wenn etwas passiert, bietet ein beruhigendes und sicheres Gefühl. Hier sehen Sie, wie die verschiedenen Visit Sender und Empfänger in einem typischen Haushalt arbeiten.

### Sender

- 1 **Tür-Sender**  
Erkennt, wenn es an der Tür klingelt  
Art. Nr. BE1411
- 2 **Telefon-Sender**  
Erkennt, wenn das Telefon oder Handy klingelt  
Art. Nr. BE1431 + BE9251
- 3 **Rauchmelde-Sender**  
Erkennt sowohl Rauch als auch Hitze  
Art. Nr. BE1480

### Empfänger

- 4 **Alarm Clock mit Vibrationskissen**  
Weckt Sie mit Tonsignal, Blitzlicht und Vibration  
Art. Nr. BE1580
- 5 **Tischblitzlampe**  
Benachrichtigt mit hellem Blitzlicht  
Art. Nr. BE1441 / BE1442
- 6 **Pager**  
Benachrichtigt mit dezenter Vibration  
Art. Nr. BE1470



1. Türklingel-Erkennung



2. Festnetz- und Mobilfunk-Erkennung



3. Rauch- und Brandmeldung



4. Benachrichtigung in der Nacht



5. Benachrichtigung am Tag



6. Benachrichtigung im Freien

# Visit Sender

## Diskret, wartungsfrei und einfach zu installieren

### Telefon-Sender

BE1431 | HMV 16.99.09.0084



\* Mobile Phone Sensor (Zubehör) erforderlich

#### Beschreibung

Der Telefon-Sender hilft Ihnen, das Telefonklingeln zu bemerken. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration informiert. Sie können eine breite Palette von Zubehör an die drei separaten Trigger-Eingänge anschließen.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Erkennt Festnetz- & Handyanrufe*
Multi-Eingang	Drei separate Trigger-Eingänge
Anpassbares Signal	Wählen Sie eines für jeden Trigger
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



### Tür-Sender

BE1411 | HMV 16.99.09.0082



#### Beschreibung


Der Türsender informiert Sie, wenn es an der Haustür klingelt. Wenn die Türklingel oder Gegensprechanlage betätigt wird, meldet er dies den Empfängern, welche Sie mit Ton, Licht oder Vibration informieren.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Auch für Gegensprechanlagen
Sichere Erkennung	Dual-Mikrofon-Technologie
Programmierbar	Durch „lernen“ jeden Ton erkennen
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



### Druckknopf-Sender

BE1420 | HMV 16.99.09.0072



#### Beschreibung

Der Druckknopf-Sender arbeitet als Funk-Türklingel. Bei Betätigung gibt er ein Signal an den Empfänger, der Sie mit Blitzlicht, Tonsignal und/oder Vibration informiert. Er kann auch als portabler Personenruf-Alarm verwendet werden.

Zuverlässig	Bis zu 200 m Reichweite
Flexibel	Verwendung als Personenruf
Einstellbare Anzeige	Signal Unterscheidung
Lange Leistung	Bis zu 2 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	48 x 66 x 23 mm, 50 g



Erkennung     

### Rauchmelde-Sender

BE1480 | HMV 16.99.09.0079



#### Beschreibung

Der Rauchmelder warnt Sie sofort im Falle eines Brandes. Er verfügt über Batterieüberwachung, die Sie auf eine schwache Batterie hinweist und ist mit dem Toaster-Modus ausgestattet, um Fehlalarme beim Kochen zu vermeiden.

Opto-thermal	Erkennt Rauch und Hitze
Batterieüberwachung	Automatische Anzeige
Toaster-Modus	In Bereichen mit Küchendünsten
Broadcast-Modus	Warnung an alle Empfänger
Größe und Gewicht	Ø 100 x 30 mm, 110 g



### Babyruf-Sender

BE1491 | HMV 16.99.09.0083



#### Beschreibung

Der Babyruf-Sender informiert Sie, sobald Ihr Kind Sie braucht, auch wenn Sie schlafen oder ein paar Zimmer entfernt sind. Er signalisiert dies dem Empfänger, der Sie mit Ton, Licht oder Vibration alarmiert, sodass Sie immer in der Nähe Ihres Kindes sind.

Zuverlässig	Bis zu 250 m Reichweite
Flexibel	Empfindlichkeit und Verzögerung
Anpassbares Signal	Separates Signal á Kind
Optional Kontaktmatte	Wenn Ihr Kind das Bett verlässt
Größe und Gewicht	65 x 100 x 27 mm, 120 g



### CO-Melder

BE1430-EUR-CO



#### Beschreibung




Der CO-Melder ist Teil des Visit-Smart-Home-Systems, mit dem Sie jederzeit Kontrolle über ihr Zuhause haben. Er erkennt gefährliche Kohlenmonoxid-Konzentrationen und leitet den Alarm direkt an Ihren Visit-Empfänger.

Sichere Erkennung	Elektro-chemischer Sensor
Funkverbindung	Bis zu 200 m
Batterieüberwachung	Hinweis auf Wechsel
Selbstdiagnose	Autotests alle 8s
Größe und Gewicht	98 x 85 x 55 mm, 147 g



# Visit Empfänger und Anwendungsset

## Smart, funkbasierend und benutzerfreundlich

Ton Blitz Vibration  
Signal   

### Tischblitzlampe

BE1441/BE1442 | HMV 16.99.09.2027/HMV 16.99.09.2026



#### Beschreibung

Die Tischblitzlampe informiert Sie durch extra helles Blitzlicht, sobald sie durch einen Sender aktiviert wird. Sie arbeitet kabellos über Funk und lässt sich variabel ausrichten. Es ist auch eine Version mit Ausfall-Akkus (BE1442) verfügbar.

Helles Blitzlicht	30 Candela Xenon Licht
Klare Identifikation	Unterschiedliche Farb-LEDs
Drehbarer Kopf	Einfache Lichtausrichtung
Ausfall-Akkus (BE1442)	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	Ø 88 x 155 mm, 320 g



### Pager-Empfänger

BE1470 | HMV 16.99.09.4002



#### Beschreibung

Der Pager benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Während der Nacht können Sie ein Vibrationskissen an das Ladegerät (Zubehör) anschließen.

Diskrete Vibration	Am Gürtel oder in der Tasche
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Leicht und mobil	Inkl. Gürtel-Clip und Trageband
Optionales Ladegerät	Anschluss für 2 Vibrationskissen
Größe und Gewicht	57 x 86 x 29 mm, 70 g



### Tragbarer-Empfänger

BE1450 | HMV 16.99.09.2015



#### Beschreibung

Der tragbare Empfänger benachrichtigt Sie mit einem lauten Tonsignal, wenn ein Sender aktiviert wird. Er ist einfach zu bedienen und kabellos, sodass Sie ihn auch auf dem Balkon oder im Garten nutzen können.

Lautes Tonsignal	Einstellbar bis zu 93 dB
Klare Identifikation	Töne und Lichtsignale
Einfache Einrichtung	Wandhalterung inkludiert
Lange Leistung	Bis zu 3 J. Batterielebensdauer
Größe und Gewicht	130 x 165 x 36 mm, 590 g



### Armbandempfänger

BE8102 | HMV 16.99.09.1009



#### Beschreibung

Der Armband-Empfänger benachrichtigt Sie mit Vibration und farbigen LEDs, wenn ein Sender aktiviert wird. Sie tragen ihn einfach wie eine Uhr, die Ladestation ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Diskrete Vibration	Direkt am Handgelenk
Klare Identifikation	Individuelle Symbole und Farben
Inklusive Ladegerät	Anschluss für Vibrationskissen
Flexibel	Beinhaltet Leinen-Armband
Größe und Gewicht	38 x 12 x 49 mm, 27 g



### Visit Alarm Clock

BE1580 | HMV 16.99.09.3021



#### Beschreibung

Der Blitzlichtwecker weckt Sie mit Tonsignal, LED-Blitzlicht und/oder Vibration, wenn es Zeit ist aufzustehen oder ein Sender aktiviert wird. Zusätzlich verfügt er über ein sanftes, blaues Nachtlicht.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Intensives Blitzlicht	Vier helle LED Lichter
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



### Safe Anwendungsset

BE8037



#### Beschreibung

Das Safe Set weckt Sie sofort mit Blitzlicht, Vibration und einem Weckton, sobald ein Feuer entstehen sollte - auch wenn Sie mehrere Zimmer vom Rauchmelder entfernt schlafen. Enthält einen Rauchmelder, einen Wecker und ein Vibrationskissen.

Kabellos	Bis zu 200 m Reichweite
Einfache Installation	Beinhaltet alles Benötigte
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Zuverlässig	Geprüft von Gesundheitsbehörden
Lieferumfang	BE1580, BE1480, BE1272



# Zubehör

## Erweitern Sie Ihre Visit Lösung

### Vibrio

BE1220



#### Beschreibung

Vibrio ist ein Vibrationskissen mit Bluetooth-Funktion, es wird mit einer kostenlosen App für iOS oder Android bedient. Es können mehrere Alarme erstellt, die Vibrationsleistung variiert und Hinweise für Anrufe oder SMS gewählt werden.

**Deutliche Vibrationen** Weckt auch Tiefschläfer

**Bluetooth® 4.1** Zuverlässige Verbindung

**Benachrichtigungen** Anrufe und/oder Nachrichten

**Schlummerfunktion** Ziehen an der Schlaufe

**Speicherfunktion** Arbeitet auch ohne Smartphone



### Vibrationskissen

BE1270

#### Beschreibung

Das Vibrationskissen weckt sogar Tiefschläfer. Einfach das Vibrationskissen unter Ihre Matratze oder Ihr Kopfkissen platzieren und mit einem Visit Empfänger oder Ladestation verbinden.

**Kraftvolle Vibration** Weckt auch Tiefschläfer

**Oberfläche** Anti-Rutsch-Beschichtung

**Sichere Nutzung** Niedrig-Spannungsbetrieb

**Kabellänge** 2 m

**Größe und Gewicht** 88 x 88 x 27 mm, 120 g



### Mobile Phone Sensor

BE9250/BE9251

#### Beschreibung

Der Mobile Phone Sensor wird aktiviert, wenn ein Mobiltelefon oder der Tablet-Bildschirm aufleuchtet, zum Beispiel bei eingehendem Anruf oder einer Nachricht. Verbinden Sie ihn mit dem Telefon-Sender oder direkt mit der Tischblitzlampe.

**Optische Erkennung** Über Hintergrundbeleuchtung

**Empfindlichkeit** Sichtbares Licht >3 lux

**Anschlüsse (BE9250)** Sensor: 2,5mm Klinenstecker  
Adapter: 3,5mm Klinenstecker

**Batterie (BE9250)** 1 x AAA 1,5 V alkaline  
Arbeitszeit > 1 Jahr



### Repeater

BE1510

#### Beschreibung

Der Repeater wird verwendet, um die Reichweite Ihres Visit Systems zu erweitern. Er ist nützlich bei großen Flächen oder in Bereichen mit dicken Wänden und kann auch als Multi-Sender genutzt werden.

**Zuverlässig** Bis zu 200 m Reichweite

**Signalwiederholung** Ermöglicht mehrere Repeater

**Netzbetrieb** Minimale Wartung

**Batteriebetrieb** Funktioniert bei Stromausfall

**Größe und Gewicht** 60 x 98 x 30 mm, 110 g



### Smart Hub

BE1310

#### Beschreibung

Der Visit Smart Hub ist eine drahtlose Kommunikationszentrale, die Ihr Zuhause mit Ihren Hörgeräten verbindet. Er hilft Ihnen die Türklingel oder das Telefon zu hören, wenn ein Angehöriger Ihre Hilfe benötigt oder der Rauchalarm ertönt.

**Einfach einzurichten** Einstecken & verbinden

**Bluetooth®** Bis zu 30 m Betriebsbereich

**Ausfall-Akkus** Arbeitet auch bei Stromausfall

**Wiederverbindung** Mit einem klaren Signal

**Größe und Gewicht** 100 x 65 x 27 mm, 120 g



### Externes Mikrofon

BE9199/BE9200

#### Beschreibung

Das externe Mikrofon wird mit dem Tür-Sender verwendet. Sie können zum Beispiel hiermit die Gegensprechanlage erkennen lassen, während das interne Mikrofon des Senders die Türklingel erkennt.

**Kabellänge** 2,5 m / 0,75 m

**Mikrofon** Piezoelektrisch

**Anschlüsse** 3,5 mm mono

**Gewicht** 15 g

**Farbe** Weiß



### Magnetschalter

BE9023

#### Beschreibung

Wird zusammen mit dem Telefon Sender verwendet und benachrichtigt Sie z.B. wenn eine Tür oder ein Fenster geöffnet wird. Das Trennen der Magnete wird dem Empfänger signalisiert, der dies mit Ton-, Lichtsignal oder Vibration anzeigt.

**Kabellänge** 0,5 m

**Anschlüsse** 3,5 mm mono

**Schalter AN** < 1 cm vom Magnet

**Schalter AUS** > 2 cm vom Magnet

**Gewicht** 25 g



### Pager-Ladestation

BE1260

#### Beschreibung

Das Pager-Ladegerät wird verwendet, um die Akkus Ihres Pagers aufzuladen. Stellen Sie dieses auf Ihren Nachttisch und verbinden Sie es mit einem Vibrationskissen, um während des Schlafs benachrichtigt zu werden, sobald ein Sender aktiviert wird.

**Ladezeit** ~ 6 Stunden

**Ausfall-Batterien** Funktioniert bei Stromausfall

**Anschlüsse** Zwei Vibrationskissen

**Kabellänge** 1,7 m

**Größe und Gewicht** 78 x 88 x 43 mm, 385 g



### Externes Triggerkabel

BE9086

#### Beschreibung

Das externe Anschlusskabel wird verwendet, um die Clock Pro BE1370 an die Tischblitzlampe BE1441 anzuschließen. Die Clock weckt Sie dann, sobald einer Ihrer Sender aktiviert wird.

**Kabellänge** 1,5 m

**Alarm Clock Anschluss** 3,5 mm stereo

**Empfänger Anschluss** 3,5 mm mono

**Gewicht** 20 g

**Farbe** Weiß



### Wandhalterung

BE9075

#### Beschreibung

Die Wandhalterung wird verwendet, um die Visit Tischblitzlampe oder den Bellman Ringer Flash an die Wand zu montieren, sodass das Blitzlicht überall im Raum gesehen werden kann. Sie beinhaltet Schrauben und Dübel.

**Material** Aluminium

**Nutzung** Im Innenbereich

**Größe** 45 x 90 x 50 mm

**Gewicht** 110 g

**Farbe** Weiß



### Alarmtrittmatte

BE9026

#### Beschreibung

Die Alarmtrittmatte von Bellman & Symfon wird zusammen mit dem Telefon-Sender verwendet. Sie werden benachrichtigt, wenn jemand das Zimmer betritt oder verlässt.

**Kabellänge** 1,5 m

**Anschlüsse** 3,5 mm mono

**Größe** 540 x 395 x 4,6 mm


**Gewicht** 255 g

**Farbe** Schwarz



# Wecker

## Vollgepackt mit cleveren Features



### Alarm Clock Pro Plus

BE8049



#### Beschreibung

Weckt Sie mit lauten Tonsignalen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen vom beiliegenden dem Vibrationskissen. Verbinden Sie den Wecker mit Ihrem Festnetz- oder Mobiltelefon und Sie werden über eingehende Anrufe oder Nachrichten informiert.

Lauter Alarm	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Benachrichtigung	Festnetz- und Mobiltelefon/Tablet
Lieferumfang	BE1370, BE1272, BE9250



### Alarm Clock Pro

BE1370 | HMV 16.99.09.3022



#### Beschreibung

Der Wecker Pro weckt Sie mit extra lauten Wecktönen, hellem LED-Blitzlicht und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist einfach zu bedienen und vollgepackt mit cleveren Features wie Nachtlicht und Ausfall-Akkus.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Helles Blitzlicht	Vier Blitzlicht-LEDs
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Ausfall-Akkus	Funktioniert bei Stromausfall
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



### Alarm Clock Classic

BE1350 | HMV 16.99.09.3023



#### Beschreibung

Der Wecker Classic weckt Sie mit einem extra lauten Weckton und Vibrationen des beiliegenden Vibrationskissens. Er ist sehr einfach zu bedienen, hat ein beleuchtetes LCD-Display und große Einstelltasten.

Lautes Alarmsignal	Schrittweise auf über 100dB
Vibrationskissen	Weckt Sie mit Vibration
Einfache Bedienung	Große Drehknöpfe
Größe und Gewicht	121 x 92 x 108 mm, 390 g



# Alarm Clock Übersicht

## Welcher Wecker passt zu Ihnen?

### Eigenschaften

### Visit

### Pro

### Classic



HMV: 16.99.09.3021  
BE1580  
Der ultimative Wecker mit Visit Funktion



HMV: 16.99.09.3022  
BE1370  
Unser leistungsstärkster unabhängiger Wecker



HMV: 16.99.09.3023  
BE1350  
Der Wecker für Preisbewusste

LCD mit Beleuchtung	✓	✓	✓
Weckwiederholung	✓	✓	✓
100+dB Alarmton	✓	✓	✓
Ausfallakku-Funktion	✓	✓	✓
Akkus im Lieferumfang	✓	✓	—
Vibrationskissen mit Ton	✓	✓	—
Vibrationskissen ohne Ton	—	—	✓
4 LED-Blitzlichter	✓	✓	—
Nachtlicht	✓	✓	—
LED Alarm Anzeige	✓	✓	—
Telefonsteckeranschluss	✓	✓	—
Ext. Triggeranschluss Visit	✓	✓	—
Empfänger	✓	—	—
Lieferumfang	<b>Visit Wecker</b> Vibrationskissen mit Ton Netzkabel Bedienungsanleitung Ausfall-Akkus	<b>Pro Wecker</b> Vibrationskissen mit Ton Netzkabel Bedienungsanleitung Ausfall-Akkus	<b>Classic Wecker</b> Vibrationskissen ohne Ton Netzkabel Bedienungsanleitung

# Hörsystem und Hörverstärker

## Besser hören in belebten Umgebungen

Eine Hörhilfe unterstützt Menschen mit Hörverlust in belebten Umgebungen, wie z. B. am Arbeitsplatz oder in der Schule. Es filtert den Lärm und hebt Sprache hervor, sodass sie, auch wenn es laut um Sie herum ist, deutlich bleibt. Sie müssen sich nicht mehr so anstrengen, um zu verstehen was Ihre Mitmenschen sagen.

Die Bellman & Symfon Hörhilfen sind voll digital und mit Hörgeräten und Cochlea-Implantaten kompatibel. Wir bieten sowohl persönliche Hörverstärker für ein ruhiges Familienessen und für das Fernsehen, sowie erweiterte Hörsysteme für Vorträge und Konferenzen.


Nachfolgend erfahren Sie mehr über unsere Produkte.

### Domino

Domino besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Empfänger (1) erfasst Sprache in Ihrer Nähe. Legen Sie ihn z. B. vor sich auf den Tisch. Der Sender (2) überträgt entfernte Sprache. Legen Sie ihn an das andere Ende des Tisches oder bitten Sie Ihren Lehrer diesen zu tragen.


### Maxi und Mino

Maxi und Mino bestehen aus einer Einheit mit einem eingebauten Mikrofon. Platzieren Sie ihn auf dem Tisch vor Ihnen, regulieren Sie die Lautstärke nach Ihren Wünschen und die Sprache wird klar und deutlich. Sie können Kopfhörer oder eine Induktionsschleife nutzen.




### Im Restaurant

Ein Hörsystem hilft Ihnen, Sprache in geräuschvollen Umgebungen zu verstehen.




### Bei der Arbeit

Legen Sie die Einheiten auf beide Seiten des Tisches und nehmen Sie an dem Gespräch teil.




### In der Schule

Bitten Sie den Lehrer den Sender zu tragen, um die Sprache klar und deutlich zu verstehen.




### Im Auto

Geben Sie den Sender Ihrem Begleiter, um den Verkehrslärm heraus zu filtern.



### Zu Hause

Mit einem Hörverstärker muss Ihr Partner sich nicht ständig wiederholen oder laut sprechen.



### Beim Fernsehen

Schließen Sie ihn an das TV oder Radio an und schonen somit die Ohren Ihrer Familie.



### In der Apotheke

Legen Sie ihn vor sich auf den Tresen, um alle wichtigen Informationen zu verstehen.



### Im Theater

Hören Sie mit der Telefonspule an Orten, die mit einer Induktionsschleife ausgestattet sind.



1

2





# Hörsystem und Hörverstärker

## Entdecken Sie die Freude des besseren Hörens

### Domino Pro Hörsystem

BE8005 | HMV 13.20.07.0006



**Beschreibung**

Domino Pro ist ein voll digitales Hörsystem, das die Sprache in lauten Umgebungen herausfiltert, damit Sie die Worte klar und deutlich hören. Es besteht aus einem Empfänger, für Sprache in Ihrer Nähe und einem Sender, für entfernte Sprache.

Mikrofon	Omni- und direkional
Signalverarbeitung	16 bit digital Stereo
Funkverbindung	2,4 GHz Breitband
Batterie	Aufladbare Lithium-Akkus
Größe und Gewicht	99 x 48 x 22 mm, 74 g



### Mino Hörverstärker

BE2030



**Beschreibung**

Mino ist ein digitaler Hörverstärker für diejenigen, die ein kleines und leichtes Gerät wollen, das diskret in die Tasche passt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte oder Cochlea-Implantate verwenden.

Mikrofon	Omni- und direkional
Signalverarbeitung	16 bit digital Stereo
Integrierte Telefonspule	Für Orte mit Ringschleifen
Batterie	Aufladbarer Lithium-Ionen- Akku
Größe und Gewicht	99 x 48 x 22 mm, 74 g



### Maxi Hörverstärker

BE2020



**Beschreibung**

Maxi ist ein robuster und benutzerfreundlicher digitaler Hörverstärker und speziell für Menschen mit haptischen oder visuellen Einschränkungen ausgelegt. Nutzen Sie Kopfhörer oder eine Induktionsschleife, wenn Sie Hörgeräte verwenden.

Mikrofon	Omnidirekional
Signalverarbeitung	16 bit digital Stereo
Integrierte Telefonspule	Für Orte mit Ringschleifen
Batterie	2 x AA 1,5V Batterien
Größe und Gewicht	140 x 45 x 27 mm, 133 g



### Produktvergleich

#### Domino Pro

#### Mino

#### Maxi



Ein Hörsystem, das auch in lauter Umgebung Sprache klar und deutlich überträgt



Ein kleiner und vielseitiger Hörverstärker, der diskret in die Innentasche passt



Ein robuster und benutzerfreundlicher Hörverstärker mit großen Tasten und klaren Indikatoren

**Ideale Hörsituation**

**Leicht**

- Für das Fernsehen
- Privates Gespräch
- Familientreffen
- Restaurant und Café
- Geschäft und Warenhaus
- Schule und Arbeitsplatz
- Vortrag und Konferenz

**Schwer**

- Für das Fernsehen
- Privates Gespräch
- Familientreffen
- Restaurant und Café
- Geschäft und Warenhaus

- Für das Fernsehen
- Privates Gespräch
- Familientreffen

**Funkverbindung**

2,4 GHz Breitband, 128-bit Verschlüsselung –  
Reichweite: Bis zu 25 Meter drinnen –

**Mikrofon**

2 Omnidirektionale  
2 Direktionale

1 Omnidirektionales  
1 Direktionales

1 Omnidirektionales  
–

**Signalverarbeitung**

16 bit digital Stereo  
Frequenzbreite: 20 Hz bis 10 KHz  
Dynamische Kompression, 10-Kanäle  
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle  
Adaptiver Feedback Manager  
–

16 bit digital Stereo  
Frequenzbreite: 20 Hz bis 10 KHz  
Dynamische Kompression, 10-Kanäle  
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle  
Adaptiver Feedback Manager  
Telefonspule für Induktionsschleifen

16 bit digital Stereo  
Frequenzbreite: 40 Hz bis 10 KHz  
Dynamische Kompression, 10-Kanäle  
Geräuschunterdrückung, 10-Kanäle  
Adaptiver Feedback Manager  
Telefonspule für Induktionsschleifen

**Stromversorgung**

Lithium-Ionen-Akkus  
Arbeitszeit: bis zu 12 h  
Ladezeit: bis zu 4 h

Lithium-Ionen-Akkus  
Arbeitszeit: bis zu 26 h  
Ladezeit: bis zu 4 h

2 x AA Alkali-Batterien  
Arbeitszeit: bis zu 150 h  
–

**Bedienelemente**

Versenkte Ein/Aus Taste  
9 Stufen Lautstärkeregelung  
9 Stufen Klangregelung  
9 Stufen Balance-Regler  
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,  
Mikrofon und RF-Modus Einstellung  
Erweiterte Einstellungen -  
9 Parameter Menü

Versenkte Ein/Aus Taste  
9 Stufen Lautstärkeregelung  
9 Stufen Klangregelung  
9 Stufen Balance-Regler  
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,  
Mikrofon und RF-Modus Einstellung  
Erweiterte Einstellungen -  
9 Parameter Menü

Versenkte Ein/Aus Taste  
9 Stufen Lautstärkeregelung  
5 Stufen Klangregelung  
9 Stufen Balance-Regler  
Klare Anzeige der Lautstärke, Ton,  
Mikrofon und Induktion  
Erweiterte Einstellungen -  
3 Parameter Menü

**Anschlüsse**

2,5 mm Stereo Klinke  
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke  
Universal-Ladeanschluss

2,5 mm Stereo Klinke  
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke  
Universal-Ladeanschluss

2,5 mm Stereo Klinke  
3,5 mm Stereo Kopfhörer Klinke  
–

**Größe und Gewicht**

99 mm x 48 mm x 22 mm (H x B x T)  
Gewicht: á 74 g

99 mm x 48 mm x 22 mm (H x B x T)  
Gewicht: 74 g

140 mm x 45 mm x 27 mm (H x B x T)  
Gewicht: 133 g (inkl. Batterien)

**Lieferumfang**

- ✓ Domino Sender und Empfänger
- ✓ Gürtelclip aus Edelstahl
- ✓ Schlüsselband
- ✓ Robuste Reisetasche und Ohrhörer
- ✓ Ext. Mikrofon- und Kabelsatz
- ✓ Universal-Ladegerät
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

- ✓ Mino Hörverstärker
- ✓ Gürtelclip aus Edelstahl
- ✓ Schlüsselband
- ✓ Universal-Ladegerät
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

- ✓ Maxi Hörverstärker
- ✓ Gürtelclip
- ✓ Schlüsselband
- ✓ 2 x AA Alkali Batterien
- ✓ Bedienungs- und Kurzanleitung

# Zubehör

## Ergänzen Sie Ihre Lösung

### Induktionsschlinge

BE9159/BE9161



#### Beschreibung

Die Induktionsschlinge ist bequem, leicht und erzeugt eine hohe Ausgangsleistung. Verbinden Sie diese mit Ihrem Sprachverstärker und schalten Sie Ihr Hörgerät auf die „T“-Position. Erhältlich mit einem langen oder kurzen Anschlusskabel.

Hohe Leistung	Dual-Kanal-Ausgang
Gewebehülle	Komfortabel & hygienisch
Knotenfreies Kabel	Einfach zu nutzen
Vergoldete Stecker	Verhindert Korrosion
Kabellänge	90 cm oder 15 cm



### Microset™

BE9129



#### Beschreibung

Das MicroSet™ ist ein Zubehör speziell für Mino, welches aus einem dezenten Revers-Mikrofon und einem Ohrhörer besteht. Bringen Sie das Mikrofon am Revers an, verstauen Mino in der Tasche und Sie haben die Hände frei für andere Dinge.

Kabellänge	95 cm
Anschluss	3,5 mm Stereo
Mikrofon	Omnidirektional
Gewicht	15 g
Farbe	Schwarz



### Externes Mikrofon

BE9127

#### Beschreibung

Das externe Mikrofon kann als Remote-Mikrofon während der Sitzungen verwendet werden. Sie können es auch in der Nähe des TV-Lautsprechers platzieren und verwenden es unterstützend zum Fernsehen.

Kabellänge	5 m
Anschluss	2,5 mm Stereo
Mikrofon	Omnidirektional
Gewicht	35 g
Farbe	Schwarz



### Kabel Kit

BE9126

#### Beschreibung

Verwenden Sie das Kabel-Kit, um Ihren Sprachverstärker an Ihren Fernseher oder Hi-Fi-System anzuschließen und genießen Sie hohe Klangqualität in Stereo. Das Kit enthält ein 5 Meter Stereo-Kabel und einen Stereo-Cinch-Adapter.

Kabellänge	5 m
Kabel-Anschluss	2,5 zu 3,5 mm Stereo
Adapterlänge	25 cm
Adapter Anschluss	3,5 mm Stereo zu Cinch
Farbe	Schwarz



### Kopfhörer

BE9122

#### Beschreibung

Der Stereo-Kopfhörer verfügt über eine halbgeschlossene Kapsel und liefert klaren Sound mit minimaler Rückkopplung. Er hat einen hervorragenden Klang, ist sehr robust und benutzerfreundlich.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 $\Omega$ $\pm$ 10%
Empfindlichkeit	113 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



### Stethoclip

BE9125

#### Beschreibung

Der Stethoclip ist speziell für unsere Hörverstärker ausgewählt und in der Lage einen Schallpegel in Mono von bis zu 140dB zu erreichen. Er ist bequem, leicht und sehr einfach auf- und abzusetzen.

Frequenzbreite	800 Hz - 3000 kHz
Ausgangsleistung	124 dB SPL @ 1kHz, 50 mW
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Gewicht	38 g
Kabellänge	1,5 m



### Einsteckhörer

BE9124

#### Beschreibung

Der Stereo Einsteckhörer ist leicht und bietet klaren Sound mit viel Detail. Er ist geschlossen, mit minimalen Klangverlust und bietet große Ausgrenzung von Außengeräuschen.

Frequenzbreite	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	16 $\Omega$ $\pm$ 10%
Empfindlichkeit	104 dB/mW @ 1 kHz SPL
Anschluss	3,5 mm Stereo Klinke
Kabellänge	1,2 m



### Reise-Etui

BE9147

#### Beschreibung

Das Reise-Etui ist speziell für unsere Hörverstärker ausgelegt. Es ist aus strapazierfähigem, schwarzem Canvas Stoff, mit einem verstärkten Deckel, der effizient Ihr Zubehör während der Reise schützt.

Robustes Canvas	Widerstandsfähig
Verstärkter Deckel	Schützt Ihre Produkte
Magnetverschluss	Leicht zu öffnen/schließen
Farbe	Schwarz
Größe und Gewicht	19 x 15 x 5 cm, 240 g





## Unsere Passion ist das Hören

Bellman & Symfon Schweden hat sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität für Menschen mit Hörminderung zu verbessern. Unsere Mitarbeiter und Partner haben sich dieser Mission gewidmet. Wir arbeiten eng mit Hörgeräteakustikern und führenden Experten daran, besseres Hören für jeden zu ermöglichen.

Bellman & Symfon Deutschland GmbH  
Uelzener Str. 14  
21335 Lüneburg  
E-Mail [info@bellman.de](mailto:info@bellman.de)  
Technischer Support  
0800 74 333 38

CAT\_001ART008\_DE

© 2018, Bellman & Symfon AB, alle Rechte vorbehalten. Bellman, Bellman & Symfon und das Firmenlogo sind eingetragene Markenzeichen der Bellman & Symfon AB.



[bellman.com](https://bellman.com)