

TV-Streamer+

Lautstärke erhöhen/
Einstellung Audio-Verzögerung

LED-Anzeige:
Audio-Streaming
(Grün = Streaming)/
Kopplungs-Indikator

Lautstärke verringern/
Einstellung Audio-Verzögerung



Kopplungs-/ Taster
Audio-Verzögerung

Audio-Eingang
Analog und Digital
(Optisch)

Stromanschluss
(USB-C)

LED-Anzeige:
Power Dome
(Weiß = An)



Technische Daten

Maße	62.3 x 49.5 x 15.7 mm
Gewicht	32 g
Stromversorgung	USB-konforme Stromversorgung 5V DC
Stromanschluss	USB-C
Leistungsaufnahme	Max. 100 mA
Audio-Eingang	Analog: 3.5 mm Stereo-Miniklinke --> L/R RCA Digital: Optisch Mini-TOSLINK Anschluss
Unterstützte digitale Audioformate	Stereo PCM bei 32, 44.1 & 48 kHz Abtastrate AC3: 44.1 & 48 kHz Abtastrate
Empfindlichkeit Line-Eingang	16 mV bis 2V RMS über den gesamten Bereich
Audio-Streaming	Es können mehrere Hörgeräte gleichzeitig mit dem TV-Streamer+ verbunden werden
Funk-Verbindungen	Es können bis zu 8 TV-Streamer+ mit einem binaural angepassten Hörgerätepaar verbunden werden
Übertragungsbereichweite Audio-Streaming	7 Meter
Audioqualität	Mono/Stereo 24 kHz Abtastrate Mono/Stereo 16 kHz Abtastrate (Auracast™-Sender)
Audio-Bandbreite	Mono/Stereo 24 kHz Abtastrate: 75 Hz - 11 kHz +/-3 dB Mono/Stereo 16 kHz Abtastrate (Auracast-Sender): 75 Hz - 7 kHz +/-3 dB
Funk-Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Emission	Max. 14,5 dBm in Übereinstimmung mit allen relevanten Normen
ESD-Toleranz	±8 kV Kontakt ±15 kV Luft
Betriebstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Lagerungs- und Transporttemperatur	-25 °C bis +70 °C

Weltweite Vertretungen
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dänemark
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Deutschland
GN Hearing GmbH
An der Kleimannbrücke 75
DE-48157 Münster
Tel.: +49 251-20 39 6-0
Fax: +49 251-20 39 6-250
info@gnresound.de
resound.com

Österreich
GN Hearing Austria GmbH
Modecenterstraße 22/ Top D48-D52
AT-1030 Wien
Tel: +43 1 524 54 000
info@gnresound.at
resound.at

Schweiz
GN Hearing Switzerland AG
Seestrasse 353
CH-8038 Zürich
Tel.: +41 44 722 91 11
info@gnresound.ch
resound.ch

USt-IdNr. DK55082715

© 2023 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten.
Die Auracast-Wortmarke und -Logos sind Marken der Bluetooth SIG, Inc.

402418001DE-23.09-Rev.B