



Kann mit einem Hörgerät mit T-Spule verwendet werden; an Orten mit installierten Ringschleifensystemen können Kopf- oder Ohrhörer angewendet werden.



Dank drei verschiedener Klangmodi finden Sie mühelos die optimale Einstellung.



Große, anwenderfreundliche Lautstärketasten



Einfache Einstellung der Balance links/rechts.



Die wiederaufladbaren Batterien haben eine Betriebsdauer von 20 Stunden.



Nach 3 Stunden Ladezeit betriebsbereit.



57 Gramm leicht, im modernen Design und kleiner als die meisten Handys.





Seit der Gründung im Jahr 1994 entwickelt und fertigt Comfort Audio digitale Übertragungsanlagen für Menschen mit Hörbeeinträchtigung. Mit modernster Technik und innovativen Lösungen setzen wir unseren Auftrag in die Tat um: Wir bieten Menschen mit einer Hörminderung bequeme soziale Interaktionsmöglichkeiten in allen Lebenslagen. Die Bedürfnisse des Einzelnen stehen bei uns stets im Vordergrund. Die Lebensqualität von Menschen mit Hörbeeinträchtigung zu verbessern, ist uns ein wichtiges Anliegen.

Weitere Einzelheiten zu unseren Produkten und Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie unter www.comfortaudio.de

#### Comfort Audio GmbH

Tel.: +49 - 711 - 67 400 224 E-Mail: info@comfortaudio.de www.comfortaudio.de







COMFORT DUETT

## Die ganze Welt ganz nah – auf Knopfdruck

# Erleben Sie das Leben wie niemals zuvor

Wenn Sie alles laut und deutlich hören, können Sie das Leben voller Selbstvertrauen genießen.

Comfort Duett ist ein leicht zu bedienender Hörverstärker, mit dem Sie an nahezu allen Situationen intensiver teilhaben können – sei es ein lebhaftes Familienessen, ein Telefongespräch oder eine Fernsehsendung.





Die intelligente Technik in Comfort Duett nimmt wichtige Geräusche wie menschliche Stimmen auf und sendet klare, deutliche Töne an Kopfhörer oder Hörhilfe.

Und dank seines kompakten Designs können Sie es diskret überallhin mitnehmen.



Haben Sie ein Hörgerät mit T-Spule, können Sie das Comfort Duett mit einer Induktionshalsschleife verwenden, ansonsten mit Kopf- oder Ohrhörern.









#### Im Gespräch

Comfort Duett ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn Sie im Gespräch nichts verpassen möchten, ob am Essenstisch oder im Café, beim Arzt oder im Theater. Stellen Sie das Gerät einfach auf den Tisch oder befestigen Sie es mit dem Clip an Ihrer Kleidung, und schon geht's los!



#### Am Telefon

Mit dem Telefonset verstärken Sie mühelos Telefongespräche, indem Sie Ihr Festnetztelefon über die Ladestation mit Comfort Duett verbinden.



### Beim Fernsehen oder Musikhören

Das TV-Set verwandelt Ihr Comfort Duett mithilfe der Ladestation in einen TV-Verstärker. Mit weiterem Zubehör können Sie Radio oder verschiedene Medien auf Ihrem PC hören oder andere beliebige Klangquellen anschließen.